

# Produktdatenblatt

## BioAktiv Professional Migma Top

Vormischung mit Silierzusatzstoffen für stabile Silagequalität.

**BIOAKTIV®**  
PROFESSIONAL FARMING

Vormischung mit Silierzusatzstoffen zur Unterstützung einer stabilen Silagequalität. Aktiviert Milch- und Essigsäurebakterien, hemmt Schimmelpilze und hilft, Ausgasungen sowie Energieverluste zu reduzieren.

### Produktvorteile

- Für alle Silagearten geeignet
- Aktivierung von Milch- und Essigsäurebakterien
- Hemmung von Schimmelpilzen unterstützen
- Weniger Ausgasungen und geringere Energieverluste
- Für Häcksler- und Siloanwendung geeignet



BioAktiv Professional Migma Top, 100-g-Gebinde

### Dosierung & Anwendung

| Schritt     | Menge                    | Hinweis                                                                        |
|-------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Im Häcksler | 100 g / 30 l Wasser      | In das Dosiergerät des Häckslers mischen, ausreichend für 100 t Frischmaterial |
| Im Silo     | 100 g / bis 200 l Wasser | Auflösen und gleichmäßig über 100 t Endprodukt verteilen                       |
| Silierdauer | 6–8 Wochen               | Silo muss geschlossen bleiben                                                  |

Wichtiger Hinweis: Sorgfältig in Wasser auflösen und je nach Verfahren über Dosiergerät oder direkt im Silo ausbringen. Silo fachgerecht schließen und Schließzeit einhalten.

### Gebinde & Preise

| Gebinde | Preis                              | Versand                         |
|---------|------------------------------------|---------------------------------|
| 100 g   | 71,10 € (Listenpreis, inkl. MwSt.) | Versandkostenfrei, 3–5 Werktage |

Bei größeren Abnahmemengen sind Rabatte möglich – sprechen Sie uns für ein individuelles Angebot an.

### Zusammensetzung

| Bestandteil                | Rolle                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Naturreines Natriumchlorid | Basis, mit BioAktiv-Technologie aufbereitet |
| Lactobacillus fermentum    | Milchsäurebakterium                         |
| Lactobacillus plantarum    | Milchsäurebakterium                         |
| Pediococcus acidilactici   | Milchsäurebakterium                         |
| Dextrose                   | Trägerstoff                                 |

Naturprodukt – die angegebenen Werte sind typische Richtwerte, natürliche Abweichungen sind möglich.